

A 841/1

Injektordüse

mit Kunststoffauflagen, Düsendurchmesser 6, Länge 210 mm, 5 Stück



- Geeignet für Injektorwagen und -körbe, schraubbar
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Verpackungseinheit mit fünf Düsen

EAN: 4002516188810 / Materialnummer: 11113130 / Alte Materialnummer: 69684101D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	210
Aussenmass, Nettobreite in mm	92
Aussenmass, Nettotiefe in mm	86
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	108
Aussenmass, Bruttobreite in mm	117
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	305
Nettogewicht in kg	0,17
Bruttogewicht in kg	0,27