

A 842/1

Injektordüse

mit Kunststoffauflagen, Düsendurchmesser 4, Länge 90 mm, 5 Stück



- Geeignet für Injektorwagen und -körbe, schraubbar
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Verpackungseinheit mit fünf Düsen

EAN: 4002516188865 / Materialnummer: 11113590 / Alte Materialnummer: 69684201D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	90
Aussenmass, Nettobreite in mm	76
Aussenmass, Nettotiefe in mm	71
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	105
Aussenmass, Bruttobreite in mm	94
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	132
Nettogewicht in kg	0,09
Bruttogewicht in kg	0,14