

A 842/2

Injektordüse

mit Kunststoffauflagen, Düsendurchmesser 4, Länge 90 mm, 10 Stück



- Geeignet für Injektorwagen und -körbe, schraubbar
- Ideal für Spülgut mit Öffnungsweiten von 10 bis 70 mm
- Durchmesser der Kappe oben: 9 mm
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516188872 / Materialnummer: 11113630 / Alte Materialnummer: 69684202D

| Produktzugehörigkeit | |
|--|-----------------------|
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor | • |
| Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 7111 | • |
| Produktkategorie | |
| Injektordüse | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl, Schwarz |
| Bestandteil des EasyLoad-Systems | • |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 90 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 76 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 71 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 107 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 130 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 195 |
| Nettogewicht in kg | 0,18 |
| Bruttogewicht in kg | 0,29 |