

A 843/2

Injektordüse

mit Kunststoffauflagen, Düsendurchmesser 4, Länge 185 mm, 10 Stück



- Geeignet für Injektorwagen und -körbe, schraubbar
- Ideal für Spülgut mit Öffnungsweiten von 10 bis 70 mm
- Durchmesser der Kappe oben: 9 mm
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516188896 / Materialnummer: 11113730 / Alte Materialnummer: 69684302D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	185
Aussenmass, Nettobreite in mm	76
Aussenmass, Nettotiefe in mm	71
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	107
Aussenmass, Bruttobreite in mm	130
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	195
Nettogewicht in kg	0,21
Bruttogewicht in kg	0,32