

A 844/3

Injektordüse

mit Kunststoffauflagen, Düsendurchmesser 2,5, Länge 80 mm, 20 Stück.



- Geeignet für Injektorwagen und -körbe, schraubbar
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Verpackungseinheit mit 20 Düsen

EAN: 4002516188933 / Materialnummer: 11115520 / Alte Materialnummer: 69684403D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	80
Aussenmass, Nettobreite in mm	60
Aussenmass, Nettotiefe in mm	55
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	85
Aussenmass, Bruttobreite in mm	120
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	150
Nettogewicht in kg	0,20
Bruttogewicht in kg	0,26