

A 300/3

Injektormodul

zur optimalen Aufnahme von Laborglas – ausgerüstet mit acht Düsen.



- Geeignet für div. Laborglas wie Erlenmeyerkolben, Rundkolben usw.
- Bestückt mit vier Düsen A 840 und vier Düsen A 841
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Düsenabstand 118 mm in der Breite, 118 mm in der Tiefe

EAN: 4002516188964 / Materialnummer: 11116900 / Alte Materialnummer: 69630003D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	8
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	8
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	228
Aussenmass, Nettobreite in mm	208
Aussenmass, Nettotiefe in mm	479
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	200
Aussenmass, Bruttobreite in mm	240
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	515
Nettogewicht in kg	1,47
Bruttogewicht in kg	1,91
<b>Beipack</b>	
A 840, Injektordüse Ø 6 mm, Länge 130 mm [Anzahl]	4
A 841, Injektordüse Ø 6 mm, Länge 210 mm [Anzahl]	4