


A 301/5

Injektormodul

zur optimalen Aufnahme von Laborglas – ausgerüstet mit 18 Düsen.



- Geeignet für div. Laborglas wie Erlenmeyerkolben, Rundkolben usw.
- Bestückt mit neun Düsen A 842 und neun Düsen A 843
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Düsenabstand 78 mm in der Breite, 78 mm in der Tiefe

EAN: 4002516188971 / Materialnummer: 11116950 / Alte Materialnummer: 69630105D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	18
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	203
Aussenmass, Nettobreite in mm	232
Aussenmass, Nettotiefe in mm	480
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	200
Aussenmass, Bruttobreite in mm	245
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	515
Nettogewicht in kg	2,16
Bruttogewicht in kg	3,17
Beipack	
A 842, Injektordüse Ø 4 mm, Länge 90 mm [Anzahl]	9
A 843, Injektordüse Ø 4 mm, Länge 185 mm [Anzahl]	9