


A 302/3

Modul

zur optimalen Aufnahme von Laborglas – ausgerüstet mit 32 Düsen.



- Geeignet für div. Laborglas wie Erlenmeyerkolben, Rundkolben usw.
- Bestückt mit 16 Düsen A 844 und 16 Düsen A 845
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Düsenabstand 60 mm in der Breite, 57 mm in der Tiefe

EAN: 4002516188988 / Materialnummer: 11116960 / Alte Materialnummer: 69630203D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	32
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	143
Aussenmass, Nettobreite in mm	238
Aussenmass, Nettotiefe in mm	479
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	135
Aussenmass, Bruttobreite in mm	290
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	590
Nettogewicht in kg	1,49
Bruttogewicht in kg	2,67
Beipack	
A 844, Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 80 mm [Anzahl]	16
A 845, Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 125 mm [Anzahl]	16