

APWD 073

Adapter

zur zusätzlichen Positionierung von Injektordüsen APWD 072 im Korb APWD 061.

EAN: 4002516122296 / Materialnummer: 11127500 / Alte Materialnummer: 68407300D



Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategorie	
Adapter	•
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,01