


A 14/1  
Deckel  
zur Fixierung von empfindlichem Spülgut.



- Deckel aus Edelstahl
- Ausstanzung 8 x 8 mm, Steg 3 mm
- Bedeckt die Hälfte des Einsatzes AK 12/1

EAN: 4002516340126 / Materialnummer: 11131560 / Alte Materialnummer: 69746003D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Abdeckung	•
Deckel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	19
Aussenmass, Nettobreite in mm	207
Aussenmass, Nettotiefe in mm	224
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	65
Aussenmass, Bruttobreite in mm	240
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,20
Bruttogewicht in kg	0,35