

AK 12/1

Einsatz

zur Aufnahme von diversen Utensilien.



- Geeignet für z. B. Bechergläser, Trichter und Muttermilchpumpen
- Mit flexiblen Haltegriffen
- Geeignet für viele Ober- und Unterkörbe sowie Beladungswagen

EAN: 4002516343714 / Materialnummer: 11131690 / Alte Materialnummer: 69501204D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Einsatz/Modul für Weithalsgläser	•
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	122
Aussenmass, Nettobreite in mm	224
Aussenmass, Nettotiefe in mm	434
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	125
Aussenmass, Bruttobreite in mm	245
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	450
Nettogewicht in kg	0,65
Bruttogewicht in kg	1,07