

APFD 202

Adapter

für die Aufnahme von Lungenautomaten der Marke Interspiro®.

EAN: 4002516131830 / Materialnummer: 11150650 / Alte Materialnummer: 67020201D



- 6 Adapter zur Verwendung in den Einsätzen APFD 200 und APLW 630
- Für die sichere Aufbereitung von Lungenautomaten
- Geeignet für einen Durchmesser bis 44 mm

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8063	•
Produktkategorie	
Adapter für Lungenautomaten	•
Adapter	•
Produkteigenschaften	
Druckluftindikator	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Lungenautomaten	•
Kapazität	
Lungenautomaten [Anzahl]	6
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	50
Aussenmass, Bruttobreite in mm	120
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	150
Nettogewicht in kg	0,68
Bruttogewicht in kg	0,69