

TT 86

Transferwagen

zur Be- & Entladung von Reinigungs- & Desinfektionsautomaten und Laborspülern.

EAN: 4002516147725 / Materialnummer: 11178960 / Alte Materialnummer: 69200115D



- Ausgestattet mit vier Laufrollen, feststellbar
- Einfaches und angenehmes Handling durch ergonomische Griffstange
- Ausgestattet mit abnehmbarer Auffangwanne
- Auf verschiedenen Höhen fest einstellbar
- Zur Reinigung in Containerwagenwaschanlagen geeignet

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	911
Aussenmass, Nettobreite in mm	693
Aussenmass, Nettotiefe in mm	990
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1130
Aussenmass, Bruttobreite in mm	800
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1200
Nettogewicht in kg	22,20
Bruttogewicht in kg	41,00