


A 850  
Haltegitter  
für Injektormodul A 620.



- Einteilung: 2 x 5 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 620
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516200703 / Materialnummer: 11236630 / Alte Materialnummer: 69685000D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	10
Fächerbreite in mm	114
Fächerlänge in mm	110
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	147
Aussenmass, Nettobreite in mm	244
Aussenmass, Nettotiefe in mm	578
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	135
Aussenmass, Bruttobreite in mm	285
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	585
Nettogewicht in kg	0,55
Bruttogewicht in kg	0,95