

A 12/2

Einsatz

zur schonenden Reinigung empfindlichen Spülguts durch Brechung des Sprühstrahls.

EAN: 4002516237068 / Materialnummer: 11238030 / Alte Materialnummer: 69501205D



- Mit Ausstanzungen 7 x 7 mm
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb
- Bedeckt die halbe Beladefläche eines Korbs
- Nicht verwendbar in PG 8536

## Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
SlimLine-Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Grossraum-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•

## Gerätezugehörigkeit

G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•

## Produktkategorie

Unterlage	•
Unterlegrahmen	•

## Produkteigenschaften

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

## Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas	•
----------------------------	---

## Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm	237
Aussenmass, Nettobreite in mm	448
Aussenmass, Nettotiefe in mm	14
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	65
Aussenmass, Bruttobreite in mm	255
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	475
Nettogewicht in kg	0,39
Bruttogewicht in kg	0,57