

A 321

Einsatz

zur Aufnahme von diversen Utensilien.



- Geeignet für z. B. Bechergläser, Trichter und Muttermilchpumpen
- Mit flexiblen Haltegriffen

EAN: 4002516237099 / Materialnummer: 11309380 / Alte Materialnummer: 69632100D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Einsatz/Modul für Weithalsgläser	•
Sonstiger Einsatz	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	81
Aussenmass, Nettobreite in mm	240
Aussenmass, Nettotiefe in mm	545
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	90
Aussenmass, Bruttobreite in mm	255
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	585
Nettogewicht in kg	0,76
Bruttogewicht in kg	0,99