

APCL 021

Flusenfilterschublade aus Edelstahl
zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.

EAN: 4002516228400 / Materialnummer: 11318880 / Alte Materialnummer: 59590016D



- Zum Einbau in einen passenden Sockel
- Zum Ausziehen für eine schnelle und unkomplizierte Reinigung.
- Leicht entnehmbares Flusensieb aus Edelstahl
- Volumen 24 Liter
- Durchmesser Anschlussstutzen nach hinten 70 mm

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörgzugehörigkeit	
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
Produktkategorie	
Flusenfilterung	•
Produkteigenschaften	
Elektroanschluss	OHNE
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Volumen in l	24
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	250
Aussenmass, Nettobreite in mm	499
Aussenmass, Nettotiefe in mm	860
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	295
Aussenmass, Bruttobreite in mm	550
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	900
Nettogewicht [kg]	11,00
Bruttogewicht in kg	13,00