

APST 003

Aluminiumtray

zur Aufnahme von Instrumenten oder porösen Gütern, klein.



- Gelocht, für eine optimale Dampfdurchlässigkeit
- Hohe Stabilität bei geringem Gewicht
- Geeignet für den PST 1710 und PST 1720

EAN: 4002516297055 / Materialnummer: 11377310 / Alte Materialnummer: 68900003D

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
Produktkategorie	
Trays_Tabletts	•
Produkteigenschaften	
Material	Aluminium
Farbe	Silber
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	20
Aussenmass, Nettobreite in mm	287
Aussenmass, Nettotiefe in mm	186
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	35
Aussenmass, Bruttobreite in mm	200
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	300
Nettogewicht in kg	0,18
Bruttogewicht in kg	0,24