

APST 007

Mikrofeinfilter

zum Filtern von bakteriologischen Kontaminanten aus der Raumluft.

EAN: 4002516298311 / Materialnummer: 11377360 / Alte Materialnummer: 68900007D



- Einfach auswechselbar an der Vorderseite der Sterilisatoren
- Erforderlicher Austausch nach 400 Sterilisationszyklen

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Klein-Sterilisatoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Produktkategorie</b>	
Filter	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	100
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	150
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,01