

APST 007

Mikrofeinfilter

zum Filtern von bakteriologischen Kontaminanten aus der Raumluft.



- Einfach auswechselbar an der Vorderseite der Sterilisatoren
- Erforderlicher Austausch nach 400 Sterilisationszyklen

EAN: 4002516298311 / Materialnummer: 11377360 / Alte Materialnummer: 68900007D

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategorie	
Filter	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	55
Aussenmass, Bruttobreite in mm	95
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	95
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,04