

## DataDiary Cube

App-basierte Prozessdokumentation

zur einfachen und drahtlosen Protokollierung von CUBE Kleinsterilisatoren.



- Wartungsarme Plug & Play-Lösung
- Kabellose Datenübertragung per WLAN über ein lokales Netzwerk
- Protokollerstellung im PDF-Format
- Benutzeridentifikation per User-ID mit Passwort oder NFC-Tag
- Inkl. Zugang zur App, WiFi-Dongle-Key und 5 NFC-Chipkarten
- Kompatibel ab Android 8.0 und iOS 12.4

EAN: 4002516298328 / Materialnummer: 11394260 / Alte Materialnummer: 68819003D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Klein-Sterilisatoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Produktkategorie</b>	
Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Unterstützte Betriebssysteme	Android
Minimal notwendige Bildschirmdiagonale Endgerät in Zoll	7,00
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von Babyflaschen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von Trays/Tablets	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	10
Aussenmass, Nettobreite in mm	25
Aussenmass, Nettotiefe in mm	69
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	120
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,08
Bruttogewicht in kg	0,09