

APST 000

Wasseraufbereitungssystem Plug & Pure
zur Bereitstellung von vollentsalztem Wasser.

EAN: 4002516297031 / Materialnummer: 11401510 / Alte Materialnummer: 68900009D



- Bestehend aus Anschlusssatz, Filterkopf und Filterkartusche
- Einfach und schnell auswechselbar dank innovativem Filterkopf
- Sicherer Stand und oberflächenschonender Standfuss aus Kunststoff
- Einfach wandseitig montierbar dank mitgelieferter Wandhalterung
- Konstant hohe Wasserqualität dank innovativer Wasseraufbereitung

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategorie	
Wasseraufbereitung	•
Produkteigenschaften	
Leistung in l/Min.	1
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	476
Aussenmass, Nettobreite in mm	124
Aussenmass, Nettotiefe in mm	123
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	123
Aussenmass, Bruttobreite in mm	315
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	3,66
Bruttogewicht in kg	4,03