

APST 001

Ersatzkartusche

für das Wasseraufbereitungssystem APST 000, zur Bereitstellung von VE-Wasser.

EAN: 4002516266495 / Materialnummer: 11401750 / Alte Materialnummer: 68900001D



- Dank geringer Abmasse platzsparend im Unterschrank verstaubar
- Einfach und schnell auswechselbar dank innovativem Filterkopf

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Klein-Sterilisatoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wasseraufbereitung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Leistung in l/Min.	1
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	469
Aussenmass, Nettobreite in mm	123
Aussenmass, Nettotiefe in mm	123
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	135
Aussenmass, Bruttobreite in mm	135
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	475
Nettogewicht in kg	2,57
Bruttogewicht in kg	2,77