

WA CCR 0302 L
Caps CottonRepair
3er-Pack Spezialwaschmittel für Baumwolltextilien. EasyOpen.

EAN: 4002516380542 / Materialnummer: 11485810 / Alte Materialnummer: 11997173EU1



- Erneuert Textilien sichtbar mit nur einer Wäsche
- Spezielle Miele Rezeptur mit Novozymes-Technologie
- Entfernt Pilling und erneuert Farbintensität und Leuchtkraft
- Maximal 1-2 x pro Jahr je Textil verwenden
- Becher aus 100 % Altplastik – der Umwelt zuliebe
- Für 3 Anwendungen – nutzbar in allen Waschmaschinen-Typen