

PR 900

Einbau-Protokolldrucker

zum Ausdrucken von Prozessprotokollen.



- Thermodrucker mit 60 mm Papierbreite
- Bei 2-türiger Geräteausführung einbaubar auf der Entladeseite

EAN: 4002516362081 / Materialnummer: 11491220 / Alte Materialnummer: 69247004D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Produkteigenschaften	
Farbe	Schwarz
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	950
Aussenmass, Nettobreite in mm	77
Aussenmass, Nettotiefe in mm	69
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	125
Aussenmass, Bruttobreite in mm	200
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1000
Nettogewicht in kg	2,87
Bruttogewicht in kg	3,59