

DOS K 85/1 flex
 Dosiermodul für 5 l-Kanister
 zur automatischen Dosierung von flüssigen Medien, mit Leerstandanzeige.

EAN: 4002516365297 / Materialnummer: 11498920 / Alte Materialnummer: 69747053D



- Dosierüberwachung – hohe Prozesssicherheit nach DIN EN ISO 15883
- Zur Dosierung von flüssigem Reiniger/Neutralisationsmittel
- 214 mm mm Sauglanze für 5-l-Kanister mit flexiblem Verschluss
- Umbausatz Sauglanze 10- bis 30-l-Kanister via Kundendienst erh.

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Förderrate in ml/60 Sek.	55
Länge der Sauglanze in mm	214
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	200-230
Frequenz in Hz	50
Gesamtanschluss in kW	0,01
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	160
Aussenmass, Bruttobreite in mm	198
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	478
Nettogewicht in kg	1,52
Bruttogewicht in kg	1,74
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•