

DOS K 85/1 flex

Dosiermodul für 5 l-Kanister

zur automatischen Dosierung von flüssigen Medien, mit Leerstandanzeige.



- Dosierüberwachung – hohe Prozesssicherheit nach DIN EN ISO 15883
- Zur Dosierung von flüssigem Reiniger/Neutralisationsmittel
- 214 mm mm Sauglanze für 5-l-Kanister mit flexiblem Verschluss
- Umbausatz Sauglanze 10- bis 30-l-Kanister via Kundendienst erh.

EAN: 4002516365297 / Materialnummer: 11498920 / Alte Materialnummer: 69747053D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Förderrate in ml/60 Sek.	55
Länge der Sauglanze in mm	214
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	1
Nulleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	200-230
Frequenz in Hz	50
Gesamtanschluss in kW	0,01
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	160
Aussenmass, Bruttobreite in mm	198
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	478
Nettogewicht in kg	1,52
Bruttogewicht in kg	1,74
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•