

ProCare Tex 20 OB - 5 l  
Bleichmittel, Flüssigkonzentrat, sauer, 5 l  
auf Sauerstoffbasis.



- Zur optimalen Entfernung von hartnäckigen Flecken
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Optimaler Zusatz für alle Waschmittel
- Gleichmässige Abg. von Sauerstoff durch besondere Stabilisatoren

EAN: 4002516365471 / Materialnummer: 11520280 / Alte Materialnummer: 59703101DE

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Waschmaschinen	•
<b>Waschwirkung</b>	
Bleichwirkung	Sehr gut
<b>Dosierung</b>	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
pH-Wert der Anwendungslösung	1,5-2,5
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Bleichmittel
Alkalität	Sauer
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Aktivsauerstoff
Phosphatfrei	•
Idealer Sauerstoffträger in Waschflotten	•
Gleichmässige Abg. von Sauerstoff durch besondere Stabilisatoren	•
Dichte (bei 20 °C) in g/cm <sup>3</sup>	1,13
Absolut rückstandsfreie Zersetzung	•
Optimaler Zusatz für alle Waschmittel	•
<b>Lagerhinweise</b>	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschliessen	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	12
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	256
Aussenmass, Nettobreite in mm	148
Aussenmass, Nettotiefe in mm	193
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	249,00
Aussenmass, Bruttobreite in mm	148,00
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	193,00
Füllgewicht in g	5650
Bruttogewicht in kg	6,00
Füllmenge in ml	5000
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
GHS/CLP-konform	•
Explosivstoffverordnung	•