

ProCare Tex 20 OB - 20 l
Bleichmittel, Flüssigkonzentrat, sauer, 20 l
auf Sauerstoffbasis.



- Zur optimalen Entfernung von hartnäckigen Flecken
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Optimaler Zusatz für alle Waschmittel
- Gleichmässige Abg. von Sauerstoff durch besondere Stabilisatoren

EAN: 4002516365495 / Materialnummer: 11520350 / Alte Materialnummer: 59703301DE

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Bleichwirkung	Sehr gut
Dosierung	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
pH-Wert der Anwendungslösung	1,5-2,5
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Bleichmittel
Alkalität	Sauer
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Aktivsauerstoff
Phosphatfrei	•
Idealer Sauerstoffträger in Waschflotten	•
Gleichmässige Abg. von Sauerstoff durch besondere Stabilisatoren	•
Dichte (bei 20 °C) in g/cm ³	1,13
Absolut rückstandsfreie Zersetzung	•
Optimaler Zusatz für alle Waschmittel	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschliessen	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	12
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	385
Aussenmass, Nettobreite in mm	258
Aussenmass, Nettotiefe in mm	294
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	378,00
Aussenmass, Bruttobreite in mm	256,00
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	288,00
Füllgewicht in g	22000
Bruttogewicht in kg	23,00
Füllmenge in ml	20000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-konform	•
Explosivstoffverordnung	•