

ProCare Tex 11 - 10 kg
 Vollwaschmittel, Pulver, mildalkalisch, 10 kg
 zur Reinigung weisser Textilien und farbechter Buntwäsche.



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Besonders wirkungsvoll bereits im Niedertemperaturbereich
- Biologisch wirksame Enzyme, enthält Aktivsauerstoff
- Sehr gute Schmutz- und Fettlösekräft

EAN: 4002516365532 / Materialnummer: 11520420 / Alte Materialnummer: 59705201DE

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Ablösekräft von Schmutz	Sehr gut
Lösekräft von Eiweiss	Sehr gut
Lösekräft von Fett	Sehr gut
Bleichwirkung	Sehr gut
Dosierempfehlung	
pH-Wert bei 20 °C	10,0-11,0
Dosierung	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Verwendung	
Waschsalons	•
Hotellerie, Gastronomie	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	700,00
Produkteigenschaften	
Medienart	Vollwaschmittel
Alkalität	Alkalisch
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Aktivsauerstoff, Alkalien, Enzyme, Optische Aufheller, Zeolithe
Biologisch wirksam durch spezielle Enzyme	•
Phosphatfrei	•
Wirksam bei Temperaturen von 30 bis 90 °C	•
Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich	•
Dichte (bei 20 °C) in g/cm ³	0,60
Einfaches Handling	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschliessen	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettöhöhe in mm	610
Aussenmass, Nettobreite in mm	300
Aussenmass, Nettotiefe in mm	120
Aussenmass, Bruttöhöhe in mm	100,00
Aussenmass, Bruttobreite in mm	400,00
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	700,00
Füllgewicht in g	10000
Bruttogewicht in kg	11,00

ProCare Tex 11 - 10 kg
Vollwaschmittel, Pulver, mildalkalisch, 10 kg
zur Reinigung weisser Textilien und farbechter Buntwäsche.



EAN: 4002516365532 / Materialnummer: 11520420 / Alte Materialnummer: 59705201DE

Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen

GHS/CLP-konform

•