

ProCare Tex 11 - 20 kg
 Vollwaschmittel, Pulver, mildalkalisch, 20 kg
 zur Reinigung weisser Textilien und farbechter Buntwäsche.



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Besonders wirkungsvoll bereits im Niedertemperaturbereich
- Biologisch wirksame Enzyme, enthält Aktivsauerstoff
- Sehr gute Schmutz- und Fettlösekraft

EAN: 4002516365549 / Materialnummer: 11520440 / Alte Materialnummer: 59705301DE

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Ablösekraft von Schmutz	Sehr gut
Lösekraft von Eiweiss	Sehr gut
Lösekraft von Fett	Sehr gut
Bleichwirkung	Sehr gut
Dosierempfehlung	
pH-Wert bei 20 °C	10,0-11,0
Dosierung	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Verwendung	
Waschsalons	•
Hotellerie, Gastronomie	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	620,00
Produkteigenschaften	
Medienart	Vollwaschmittel
Alkalität	Alkalisch
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Aktivsauerstoff, Alkalien, Enzyme, Optische Aufheller, Zeolithe
Biologisch wirksam durch spezielle Enzyme	•
Phosphatfrei	•
Wirksam bei Temperaturen von 30 bis 90 °C	•
Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich	•
Dichte (bei 20 °C) in g/cm ³	0,60
Einfaches Handling	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschliessen	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	750
Aussenmass, Nettobreite in mm	350
Aussenmass, Nettotiefe in mm	140
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	140,00
Aussenmass, Bruttobreite in mm	440,00
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	620,00
Füllgewicht in g	20000
Bruttogewicht in kg	21,00

ProCare Tex 11 - 20 kg
Vollwaschmittel, Pulver, mildalkalisch, 20 kg
zur Reinigung weisser Textilien und farbechter Buntwäsche.



EAN: 4002516365549 / Materialnummer: 11520440 / Alte Materialnummer: 59705301DE

Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen

GHS/CLP-konform

•