

KMTY

Gourmet-Teppan Yaki

ermöglicht ein einmaliges Kocherlebnis auf Miele Induktionskochfeldern.

EAN: 4002516349846 / Materialnummer: 11555900 / Alte Materialnummer: 26996100EU1



- Für die Zubereitung von gesunden und leichten Gerichten
- Mit FixPosition – Vier Silikonfüsse sorgen für festen Stand
- Gleichmässiges Braten dank Premium-Mehrschicht-Edelstahlplatte.
- Optimal für Kochfelder mit PowerFlex und Vollflächeninduktion
- Nicht geeignet für Gas- und Elektrokochfelder
- Aussenmasse: BxTxH 24,2 x 41 x 2,27 cm/Bratfläche: BxT 21 x 34 cm