

ProCare Sure H-01
Kunststoffhalter
zur Aufnahme von Indikatoren ProCare Sure I-PM.



- Stabiler Kunststoffhalter für eine einfache Positionierung

EAN: 4002516364719 / Materialnummer: 11576830 / Alte Materialnummer: 68915201D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Hauptanwendungsbereiche	
Medizinische Laboratorien	•
Apotheken	•
Zahnarztpraxis	•
Allgemeinmedizin	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynäkologie	•
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde	•
Ophthalmologie	•
Urologie	•
Arztpraxen und Kliniken	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	120,00
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	120
Bruttogewicht in kg	0