

ProCare Sure I-PM
Prozessindikator, Indikatorbögen
zur visuellen Routineüberwachung im Reinigungs- und Desinfektionsprozess.

EAN: 4002516364702 / Materialnummer: 11577000 / Alte Materialnummer: 68915101D



Produktzugehörigkeit

Thermodesinfektoren

- Zusätzliche Sicherheit bei routinemässigem Einsatz
- Einfache Handhabung dank selbstklebender Indikatoren
- 192 Indikatoren pro Verpackungseinheit
- Mindesthaltbarkeit 36 Monate ab Produktionsdatum
- Präzise Applikation mit Dokumentationsblatt als PDF-Download