

ProCare Sure I-PM Starter
 Prozessindikator, Starterpaket
 zur visuellen Routineüberwachung im Reinigungs- und Desinfektionsprozess.

EAN: 4002516364696 / Materialnummer: 11577150 / Alte Materialnummer: 68915301D



- Zusätzliche Sicherheit bei routinemässigem Einsatz
- Einfache Handhabung dank selbstklebender Indikatoren
- 2 Kunststoffhalter u. 64 Einzelindikatoren pro Verpackungseinheit
- Vollständige Dokumentation mit Formblatt als PDF-Download

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Hauptanwendungsbereiche	
Medizinische Laboratorien	•
Apotheken	•
Zahnarztpraxis	•
Allgemeinmedizin	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynäkologie	•
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde	•
Ophtamologie	•
Urologie	•
Arztpraxen und Kliniken	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	270,00
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	25
Aussenmass, Bruttobreite in mm	165
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	270
Bruttogewicht in kg	0