


APWD 079

Korb

zur optimalen Aufnahme von Hohlkörperinstrumenten, Einsätzen und Siebschalen.

EAN: 4002516375883 / Materialnummer: 11587290 / Alte Materialnummer: 68407900D



- Ausgestattet mit 8 Injektorplätzen
- Bestückungshöhe 230 mm, -breite 320 mm, -tiefe 395 mm

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PWD 8534	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Kapazität	
Diverse Siebschalen [Anzahl]	8
GYN-Spekula [Anzahl]	12
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	8
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	85
Aussenmass, Nettobreite in mm	395
Aussenmass, Nettotiefe in mm	469
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	250
Aussenmass, Bruttobreite in mm	410
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	510
Nettogewicht in kg	2,39
Bruttogewicht in kg	3,80