

APTD 500

Korb

zur optimalen Aufnahme von bis zu 8 Flaschen und anderen Hohlkörpern.



- Problemloser Wechselbetrieb mit anderen Körben – simple Umrüstung
- Hygienische Aufbereitung dank einzelner Injektordüsen
- Ein Adapter ist im Lieferumfang enthalten
- Max. Höhe des Spülguts 375 mm, Durchmesser 100 mm

EAN: 4002516381709 / Materialnummer: 11622900 / Alte Materialnummer: 67650200D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Gerätezugehörigkeit	
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Produktkategorie	
Korb für Flaschen und andere Hohlkörper	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Kapazität	
Flaschen bis 375 mm Höhe [Anzahl]	8
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	227
Aussenmass, Nettobreite in mm	500
Aussenmass, Nettotiefe in mm	500
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	475
Aussenmass, Bruttobreite in mm	540
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	2,93
Bruttogewicht in kg	4,40