

ProCare Protein Check Protein Check

zum Nachweis und zur qualitativen Einschätzung eventueller Proteinrückstände.

EAN: 4002516374169 / Materialnummer: 11626810 / Alte Materialnummer: 69910103D



- Test auf Rückstände nach Reinigung und thermischer Desinfektion
- Präzise Applikation
- Kurze Einwirkdauer von 3 Minuten
- 3 Einheiten pro Verpackungseinheit

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	28
Aussenmass, Bruttobreite in mm	157
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	232
Bruttogewicht in kg	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	28
Aussenmass, Bruttobreite in mm	157
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	232
Nettogewicht in kg	0,18
Bruttogewicht in kg	0,18