

WA CBO 0602 L

Caps Booster

6er-Pack Fleckentferner mit höchster Flecklösekraft. EasyOpen.

EAN: 4002516380702 / Materialnummer: 11648330 / Alte Materialnummer: 11997153EU1



- Enzymtechnologie gegen hartnäckige Flecken
- Für weisse und bunte Wäsche geeignet
- Für grossartige Waschergebnisse, auch bei niedrigen Temperaturen
- Becher aus 100 % Altplastik – der Umwelt zuliebe
- Für 6 Anwendungen – nutzbar in allen Waschmaschinen-Typen