

A 822

Adapter

zur Verwendung des A 814/1 in den Injektorkörpern des PWD 8531 und PWD 8532.



- Zur Verwendung im Injektorkorb APWD061

EAN: 4002516428565 / Materialnummer: 11691970 / Alte Materialnummer: 68682200D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Produktkategorie</b>	
Adapter	•
Sonstiges Zubehör	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	16
Aussenmass, Nettobreite in mm	20
Aussenmass, Nettotiefe in mm	20
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	120
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,02