

A 865

Aufnahme

zur optimalen Aufnahme von Multifunktions- und 3F-Spritzen.



EAN: 4002516413752 / Materialnummer: 11709860 / Alte Materialnummer: 69686500D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Aufnahme	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	121
Aussenmass, Nettobreite in mm	28
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	108
Aussenmass, Bruttobreite in mm	117
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	305
Nettogewicht in kg	0,30
Bruttogewicht in kg	0,93

- Nutzbar im Oberkorb A 105/1 und Modul A 315
- Kompatibel mit den Spritzen einer Vielzahl gängiger Hersteller