

A 317  
Einsatz  
zur optimalen Aufnahme von 6 Siebtrays.



- Ausgestattet mit 7 Halterungen (6 Fächer)
- Neigung für verschiedene Gerätebaureihen einstellbar

EAN: 4002516413875 / Materialnummer: 11710110 / Alte Materialnummer: 68631700D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Trays/Tabletts	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	6
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Trays/Tabletts	•
<b>Kapazität</b>	
Trays/Tabletts [Anzahl]	6
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	142
Aussenmass, Nettobreite in mm	154
Aussenmass, Nettotiefe in mm	465
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	220
Aussenmass, Bruttobreite in mm	205
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	510
Nettogewicht in kg	0,83
Bruttogewicht in kg	2,43