

APWM 047  
Membrandosierpumpen  
mit Dosiersteuerung für vier Flüssigdosiermittel.



- Geeignet für Miele Professional Waschmaschinen > 12 kg
- Maximale Pumpenleistung und minimaler Wartungsaufwand
- Ideal nutzbar mit Miele ProCare Tex Prozesschemikalien
- Nutzbar mit Dosierlanzen für unterschiedliche Kanistergrößen
- Erweiterbar mit Programmwähler und Alarmsystem für Leerstand

EAN: 4002516419099 / Materialnummer: 11733300 / Alte Materialnummer: 59510047ZER

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz-Weiß
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	285
Aussenmass, Nettobreite in mm	730
Aussenmass, Nettotiefe in mm	190
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	290
Aussenmass, Bruttobreite in mm	395
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	785
Nettogewicht [kg]	9,80
Bruttogewicht in kg	11,05