

APWM 053
 Dosierpumpe
 zur Erweiterung von bestehenden Dosierpumpensets.

EAN: 4002516588733 / Materialnummer: 11733530 / Alte Materialnummer: 59510053ZER



- Geeignet für den Einsatz mit Miele Professional Waschmaschinen
- Wartungsoptimierter Schlauchwechsel dank Schnellkupplungssystem
- Ideal nutzbar mit Miele ProCare Tex Prozesschemikalien
- Nutzbar mit Dosierlanzen für unterschiedliche Kanistergrößen
- Erweiterbar mit Programmwähler und Alarmsystem für Leerstand

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz-Weiß
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	180
Aussenmass, Nettobreite in mm	140
Aussenmass, Nettotiefe in mm	166
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	235
Aussenmass, Bruttobreite in mm	215
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	300

APWM 053
Dosierpumpe
zur Erweiterung von bestehenden Dosierpumpensets.

EAN: 4002516588733 / Materialnummer: 11733530 / Alte Materialnummer: 59510053ZER

Nettogewicht [kg]	1,58
Bruttogewicht in kg	1,84

