

APRI 314

Tischverlängerung

für mehr Platz zum Falten und zum Stapeln der Textilien auf der Ausgabeseite.

EAN: 4002516433545 / Materialnummer: 11776440 / Alte Materialnummer: 59530314EU



- Geeignet für PRI 421

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Mangeln	•
<b>Geräte-/Zubehörszugehörigkeit</b>	
D 500-1750	•
<b>Produktkategorie</b>	
Tisch/Tischzubehör	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Elektroanschluss	OHNE
Material	Stahlblech verzinkt, gepulvert
Farbe	Eisengrau, Lotosweiß
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	33
Aussenmass, Nettobreite in mm	2152
Aussenmass, Nettotiefe in mm	145
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	160
Aussenmass, Bruttobreite in mm	2272
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	400
Nettogewicht [kg]	7,00
Bruttogewicht in kg	15,45