

RX2/RX3-YCR-M05  
Li-Ion Akku RX2/RX3 60  
für Non-Stop 60 min. Laufzeit des Scout RX2/RX3.

EAN: 4002516435037 / Materialnummer: 11779160 / Alte Materialnummer: 4199700EU1



- Qualitätsakku mit hoher Kapazität:  
37,75 Wh
- Lange Lebensdauer dank Lithium-  
Technologie ohne Memory-Effekt
- Mit Kurzschluss-, Überhitzungs-  
und Überspannungsschutz
- Einfacher und schneller Austausch  
des Akkus
- Jede Hochleistungszelle wird  
separat getestet