

RX2/RX3-YCR-MT12  
Li-Ion Akku RX2/RX3 120  
für Non-Stop 120 min. Laufzeit des Scout RX2/RX3.

EAN: 4002516435044 / Materialnummer: 11779170 / Alte Materialnummer: 4199701EU1



- Qualitätsakku mit hoher Kapazität:  
75,5 Wh
- Lange Lebensdauer dank Lithium-  
Technologie ohne Memory-Effekt
- Mit Kurzschluss-, Überhitzungs-  
und Überspannungsschutz
- Einfacher und schneller Austausch  
des Akkus
- Jede Hochleistungszelle wird  
separat getestet