

DKF 31-R

Regenerierbarer Geruchsfilter mit Aktivkohle für Miele Umlufthauben
DAS 4x40, DAS 8x30 und nach DKFS 31-R für DAS 2x20, DAS 4x20 und DAS 4x30.

EAN: 4002516442219 / Materialnummer: 11793470 /
Alte Materialnummer: 28996434EU1



- Spürbar frische und geruchsneutrale Luft in der gesamten Küche
- Mit Aktivkohle – neutralisiert effektiv unangenehme Kochgerüche
- Halbjährlich ganz einfach im Backofen zu regenerieren
- Lebensdauer 3 Jahre
- Geringer Strömungswiderstand durch besondere Bauform
- Inhalt: 2 Filter ohne Rahmen