

ProCare Med 10 A - 5 l

Allround-Reiniger, alkalisch, 5 l

zur maschinellen Aufbereitung von Instrumenten und Utensilien.



- Universell einsetzbar mit hervorragender Reinigungsleistung
- Geeignet für die Entfernung von (an-)organischen Rückständen
- Speziell für Blut, Gewebereste und Proteine
- Recyclebare Verpackung einschliesslich Verschluss und Etikett

EAN: 7612594269317 / Materialnummer: 11847660 / Alte Materialnummer: 6980M0311V1

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Blut	Sehr gut
Entfernung von Eiweiss	Sehr gut
Entfernung von organischen Rückständen	Sehr gut
Entfernung von anorganischen und organischen Verunreinigungen	Sehr gut
Entfernung von Resten von Gewebe- und Zellkulturen	Sehr gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	3-10 ml/l (0,3-1,0 %)
Grosse Öffnung für Dosierlanze	•
pH-Wert bei 20 °C	12,6
Hauptanwendungsbereiche	
Allgemeinmedizin	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynäkologie	•
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde	•
Ophthalmologie	•
Urologie	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Alkalien, Komplexbildner (ohne Phosphat), Korrosionsinhibitoren, Phosphat, Silikate
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	25
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Keramik	•
Nicht geeignet für eloxiertes Aluminium	•
Nicht geeignet für Buntmetalle	•
Gutes Reinigungsvermögen	•
Materialschutz	•
Frei von Tensiden	•
Vielfältig einsetzbar	•
Geeignet für Standardinstrumente	•
Nicht geeignet für nicht eloxiertes Aluminium	•
Geeignet für die maschinelle Aufbereitung von Instrumenten und Utensilien	•
Geeignet für wiederverwendbaren thermostabilen, invasiven und nicht invasiven Medizinprodukte	•
Geeignet für chirurgische Instrumente	•
Geeignet für mikrochirurgische Instrumente	•
Geeignet für MIS Instrumente	•
Geeignet für Anästhesiegeräte	•
Geeignet für Beatmungsgeräte	•

ProCare Med 10 A - 5 l

Allround-Reiniger, alkalisch, 5 l

zur maschinellen Aufbereitung von Instrumenten und Utensilien.

EAN: 7612594269317 / Materialnummer: 11847660 / Alte Materialnummer: 6980M0311V1



Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	214
Aussenmass, Nettobreite in mm	143
Aussenmass, Nettotiefe in mm	246
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	214
Aussenmass, Bruttobreite in mm	143
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	246
Bruttogewicht in kg	8
Füllmenge in ml	5000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
GHS/CLP-konform	•