

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 1]

Neutralisationsmittel, sauer, 1 l

mit Ausgiesshilfe, zur optimalen Neutralisation auf Basis organischer Säure.



- Milder Neutralisator zur Entfernung alkalischer Rückstände
- Hohe Materialschonung, tensidfrei
- Optimal kombinierbar mit dem Reiniger ProCare Med 10 MA
- Erleichterte Dosierung durch präzise Ausgiesshilfe
- Recycelbare Verpackung einschliesslich Verschluss und Etikett

EAN: 7612594269577 / Materialnummer: 11847780 / Alte Materialnummer: 6980M0501V1

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernt schonend alkalische Rückstände von aufzubereitenden Instrumenten und Utensilien	Sehr gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1-3 ml/l (0,1-0,3 %)
pH-Wert der Anwendungslösung	2,6
Kleine Öffnung als Ausgiesshilfe	•
Hauptanwendungsbereiche	
Allgemeinmedizin	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynäkologie	•
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde	•
Ophtamologie	•
Urologie	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Saures Neutralisationsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Organische Säuren
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	25
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Aluminium	•
Geeignet für nicht eloxiertes Aluminium	•
Geeignet für Keramik	•
Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut	•
Frei von Tensiden	•
Neutralisation verschleppter Alkalireste	•
Vorbeugung von Kalkablagerungen in der Spülkammer	•
Geeignet für Standardinstrumente	•
Geeignet für eloxiertes Aluminium	•
Geeignet zur Neutralisation von nicht eloxiertem Aluminium	•
Geeignet für die maschinelle Aufbereitung von Instrumenten und Utensilien	•
Geeignet für wiederverwendbaren thermostabilen, invasiven und nicht invasiven Medizinprodukte	•
Geeignet für chirurgische Instrumente	•
Geeignet für mikrochirurgische Instrumente	•
Geeignet für Anästhesiegeräte	•
Geeignet für Beatmungsgeräte	•
Geeignet für Stationsutensilien	•
Geeignet für Sterilisationsbehälter aus Aluminium	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	217
Aussenmass, Nettobreite in mm	85
Aussenmass, Nettotiefe in mm	85
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	244
Aussenmass, Bruttobreite in mm	85

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 1]

Neutralisationsmittel, sauer, 1 l

mit Ausgiesshilfe, zur optimalen Neutralisation auf Basis organischer Säure.

EAN: 7612594269577 / Materialnummer: 11847780 / Alte Materialnummer: 6980M0501V1



Aussenmass, Bruttotiefe in mm	85
Bruttogewicht in kg	1
Füllmenge in ml	1000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•